

<b>CitoPress -15, 30</b>		
<b>Zespoły cylindra (opcja)</b>	Średnica:	25, 30, 40, 50 mm (1,25", 1,5")
<b>Nacisk</b>	Ciśnienie inkludowania	50–350 barów w krokach co 25 barów / 725–5076 psi w krokach co 363 psi.  Dla cylindra o średnicy 50 mm maksymalne ciśnienie jest ograniczone do 250 barów / 3625 psi.
<b>Ogrzewanie (z włączonym ciśnieniem)</b>	Temperatura	120/150/180°C (248/302/356°F)
	Czas	Zmienny od 1 do 15 minut
<b>Chłodzenie (z przyłożonym ciśnieniem)</b>	Czas	Zmienny od 1 do 15 minut
	Przepływ	Wysoki: Pełny przepływ (4,8 l/min) Średni: 20% pełnego przepływu (0,96 l/min) Niski: 3% pełnego przepływu (0,14 l/min)
<b>Oprogramowanie i elektronika</b>	Elementy sterujące	Panel dotykowy, pokrętło wielofunkcyjne
	Wyświetlacz	Ekran LCD 5,2" z podświetleniem LED
<b>Normy bezpieczeństwa</b>		Patrz Deklaracja zgodności
<b>REACH</b>		Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.
<b>Warunki pracy</b>	Temperatura otoczenia	5-40°C (41-104°F)
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
<b>Zasilanie</b>	Napięcie/częstotliwość	200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz)
	Zasilanie	1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe (L1+L2+PE)
	Prąd, w stanie beczynności	8 W.
	Natężenie prądu, maks.	CitoPress-15: 1300 W PRZY 200-240 V (1300 W PRZY 100-120 V)  CitoPress-30: 2300 W PRZY 200-240 V (1300 W PRZY 100-120 V)
	Prąd	CitoPress-15: 5,6 A PRZY 200-240 V (13 A PRZY 100-120 V)  CitoPress-30: 10 A PRZY 200-240 V (13 A PRZY 100-120 V)
	Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)	Wymagany typ A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) lub lepszy
<b>Zasilanie wodne</b>	Ciśnienie	1-6 barów (14,5-87 psi)
	Dopływ	3/4"
	Odpyw	10 mm (0,4")
<b>Poziom hałasu</b>	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 61,5 dB(A) (wartość mierzona). Niepewność K = 4 dB Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.
<b>Poziom wibracji</b>	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.



**DANE TECHNICZNE**

**CitoPress-15/-30**

**CitoPress -15, 30**

**Wymiary i waga**

Szerokość

CitoPress-15: 48 cm (19")

CitoPress-30: 55 cm (21,5")

Głębokość

56 cm (22")

Wysokość (z zespołem cylindra i górnym zamknięciem)

45 cm (17,7") (bez CitoDoser)

55 cm (21,5") (z CitoDoser)

Waga

CitoPress-15: 34 kg (75 lb)

CitoPress-30: 48 kg (106 lb)

CitoDoser: 3,1 kg (7 lb)

Numer dokumentu: 15737750\_B\_pl  
Data wydania: 2024.11.07