

LaboPol-60		
Pripravljalni diski	Premer	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Hitrost vrtenja	50–500 obratov na minuto, spremenljivo
	Vrtenje	600 vrtljajev na minuto
	Vrtenje (z LaboForce-100)	150/600 vrtljajev na minuto
	Smer vrtenja	V nasprotni smeri urnega kazalca
	Moč motorja , neprekinjeno, S1	750 W (1 KM)
	Navor (pri 300 obratov na minuto)	> 24 Nm(Merilnik navora)
Varnostni standardi		Oglejte si Izjavo o skladnosti
Delovno okolje	Temperatura okolja	5–40°C (41–104°F)
	Vlažnost	< 85% RH brez kondenzacije
Pogoji skladiščenja in transporta	Temperatura okolja	-20–60°C (-4–140°F)
Napajanje	Napetost/frekvenca	200–240 V/50–60 Hz
	Napajalnik	1-fazni (N+L1+PE) ali 2-fazni (L1+L2+PE) Električna napeljava mora ustrezati namestitveni kategoriji II
	Napajanje, nazivna obremenitev	1300 W
	Napajanje, v nedejavnem stanju	16 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	5,7 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	11,2 A
	Trenutna, največja obremenitev	5,5 A
Kategorije varnostnih vezij/Raven zmogljivosti	Zaustavitev v sili	PL c, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
Električni odklopnik rezidualnega toka (RCCB)		Tip A, Priporočljivo je 30 mA (ali več)
Oskrba z vodo	Tlak, voda iz pipe	1–9,9 bar (14,5–143 psi)
	Dovod vode	Premer: ½" ali ¾"
	Odvod vode	Premer: 40 mm (1½")
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	LpA = 67.2 dB(A) (izmerjena vrednost). 4 dB
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	Skupna izpostavljenost zgornjim delom telesa tresljajem ne presega 2,5 m/s ² .

LaboPol-60		
Dimenzije in teža	Širina	95 cm (37,4")
	Globina	77,5 cm (30,5")
	Višina	25 cm (9,8")
	Teža	50 kg (110 lbs)