

		LaboForce-Mi
Cabezal móvil de muestras	Porta muestras	
	Fuerza	2,5-20 N. Muestra individual
	Velocidad de rotación	
	en proceso	3 rpm
	Sentido de rotación	Sentido antihorario, sentido horario
	Motor	15 W
	Par motor	> 49 Nm
Normas de seguridad/directivas/legislación	Consulte la Declaración de conformidad/Manual de instrucciones	
REACH	Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers	
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	–
	Durante el funcionamiento	5-40 °C (41-104 °F)
	Durante el transporte	0-60 °C (32-104 °F)
	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	1x24 Vcc
	Entrada de alimentación	Se conecta directamente a la pulidora LaboPol
	Potencia	
	Carga nominal	15 W
	Actual	
	Nominal	0,6 A
	Máx.:	1,5 A
	Intensidad, carga más alta	0,5 A
Dimensiones y peso	Anchura	18,3 cm (7,2")
	Profundidad	43,5 cm (17,1")
	Altura	44,8 cm (17,6") medido desde el disco de preparación
	Altura (con cubierta abierta)	
	Peso	13 kg (29 lb)
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	Ver los datos técnicos de la pulidora LaboPol