

		<b>Labotom-5</b>
<b>Capacidad</b>	Altura x Largo	42 x 120 mm (1,7 x 4,7")
	Diámetro	90 mm (3,5")
	Longitud de corte	135 mm (5,3")
<b>Disco de corte</b>	Diámetro	250 mm (10")
	Diámetro de árbol	32 mm (1,26")
<b>Motor del disco de corte</b>	Velocidad de rotación	2910 rpm (50 Hz)/3520 rpm (60 Hz)
	Ajuste de altura del disco de corte	-
<b>Mesa de corte</b>	Ancho	316 mm (12,4")
	Profundidad	225 mm (8,9")
	Ranuras en T	Ranuras en T con láminas en T intercambiables, 10 mm (6 uds. + 1 ud.)
	Velocidad de avance	Control manual
<b>Láser</b>		Opcional (clase láser hasta 2 M)
<b>Software y electrónica</b>	Controles	Papel de botón
	Pantalla	-
<b>Normas de seguridad</b>		Consulte la Declaración de conformidad
<b>Entorno de operaciones</b>	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Humedad	35-85% de humedad relativa sin condensación
<b>Suministro eléctrico 1</b>	Tensión/frecuencia	3 x 200 V (50 Hz)
	Alimentación de entrada	3L + (N) + PE
	Potencia S3 60%	2,2 kW (3 Hp)
	Potencia S3 15%	3,2 kW (4,3 Hp)
	Intensidad, carga nominal	9,6 A
	Intensidad, máx.	19,2 A
	Intensidad en amperios del motor o carga más grande	8,6 A

		<b>Labotom-5</b>
<b>Suministro eléctrico 2</b>	Tensión/frecuencia	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Alimentación de entrada	3L + (N) + PE
	Potencia S3 60%	2,2 kW (3 Hp)
	Potencia S3 15%	3,2 kW (4,3 Hp)
	Intensidad, carga nominal	10,4 A
	Intensidad, máx.	20,8 A
	Intensidad en amperios del motor o carga más grande	9,4 A
	<b>Suministro eléctrico 3</b>	Tensión/frecuencia
Alimentación de entrada		3L + (N) + PE
Potencia S3 60%		2,2 kW (3 Hp)
Potencia S3 15%		3,2 kW (4,3 Hp)
Intensidad, carga nominal		8,5 A
Intensidad, máx.		17 A
Intensidad en amperios del motor o carga más grande		7,5 A
<b>Suministro eléctrico 4</b>		Tensión/frecuencia
	Alimentación de entrada	3L + (N) + PE
	Potencia S3 60%	2,2 kW (3 Hp)
	Potencia S3 15%	3,2 kW (4,3 Hp)
	Intensidad, carga nominal	9,2 A
	Intensidad, máx.	18,4 A
	Intensidad en amperios del motor o carga más grande	8,2 A
	<b>Suministro eléctrico 5</b>	Tensión/frecuencia
Alimentación de entrada		3L + (N) + PE
Potencia S3 60%		2,2 kW (3 Hp)
Potencia S3 15%		3,2 kW (4,3 Hp)
Intensidad, carga nominal		5,3 A
Intensidad, máx.		10,6 A
Intensidad en amperios del motor o carga más grande		4,3 A

		<b>Labotom-5</b>
<b>Suministro eléctrico 6</b>	Tensión/frecuencia	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Alimentación de entrada	3L + (N) + PE
	Potencia S3 60%	2,2 kW (3 Hp)
	Potencia S3 15%	3,2 kW (4,3 Hp)
	Intensidad, carga nominal	5,7 A
	Intensidad, máx.	11,4 A
	Intensidad en amperios del motor o carga más grande	4,7 A
	<b>Suministro eléctrico 7</b>	Tensión/frecuencia
Alimentación de entrada		3L + (N) + PE
Potencia S3 60%		2,2 kW (3 Hp)
Potencia S3 15%		3,2 kW (4,3 Hp)
Intensidad, carga nominal		5,2 A
Intensidad, máx.		10,4 A
Intensidad en amperios del motor o carga más grande		4,2 A
<b>Sistema de recirculación</b>		Opción
<b>Escape</b>	Capacidad recomendada	50 m <sup>3</sup> /h (1750 pies <sup>3</sup> /h)
<b>Funciones avanzadas</b>	Mesa X, manual	N/A
	Estativo X, manual	N/A
	Estativo con rotación	N/A
<b>Categorías del circuito de seguridad/Nivel de rendimiento</b>	Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	Puerta de seguridad	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	Cierre de la puerta de seguridad	PL a, categoría B Categoría de parada 0
	Activación no intencionada del líquido de recirculación	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
<b>Interruptor diferencial (RCCB)</b>		tipo A, 30 mA (o mejor)
<b>Nivel de ruido</b>	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 70,5 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB(A) Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202
<b>Nivel de vibraciones</b>	Emisión de vibraciones declarada	La exposición total a vibraciones del tren superior del cuerpo no debe ser superior a 2,5 m/s <sup>2</sup>

		<b>Labotom-5</b>
<b>Dimensiones y peso</b>	Ancho (cuerpo principal)	70 cm (27,6")
	Ancho (con palanca y pistola de lavado)	96 cm (37,8")
	Ancho (un túnel)	Lado izquierdo: 132 cm (52")
	Ancho (dos túneles)	N/A
	Profundidad	76 cm (30")
	Altura (cubierta cerrada, asa incluida)	53 cm (20,8")
	Altura (protección abierta)	90 cm (35,4")
	Peso	75 kg (165 lb)