

		MoviPol-5
Pulido	Potencia de pulido	Máx.: 180 W (60 V/ 3 A)
	Área de pulido	Diámetro: Aprox. 9 mm (0,35")
Normas de seguridad		Consulte la Declaración de conformidad
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<95% de humedad relativa sin condensación
Condiciones de transporte y almacenamiento	Temperatura ambiente	0-60 °C (32-140 °F)
Suministro eléctrico	Tensión - al cargador de batería	100-240 Vca, 50-60 Hz, máx. 1,2 A
	Tensión - desde el cargador de batería	Máx.: 25,5 Vcc/2A
	Consumo de potencia	Constante: 5 W Intermitente: 180 W Máximo: 180 W
	Fusible del circuito interno	15 AT, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Protección contra sobrecargas térmicas integrada	70 °C (158 °F)
	Intensidad, carga máxima	N/A
	Intensidad, carga más alta	N/A
	Categorías del circuito de seguridad/Nivel de cumplimiento	Parada de emergencia
Interruptor diferencial (RCCB)		Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Suministro de agua	Presión, grifo del agua	N/A
	Entrada de agua	N/A
	Salida de agua	N/A
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 59 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB. Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A

		MoviPol-5
Dimensiones y peso	Ancho	34 cm (13,4")
	Profundidad	21 cm (8,4")
	Altura	26 cm (10,1")
	Largo - cable flexible	100 cm (40,6")
	Peso - pistola de pulido	150 g (0,33 lb)
	Peso - incluido el paquete de baterías y el cartucho de electrolito vacío	8,5 kg (18,7 lb)
	Peso - cartucho de electrolito vacío	0,98 kg (2 lb)
	Volumen máximo - cartucho de electrolito	550 ml (21,9 oz)