

		PSM-5 / PSM-10
Microscopio	Aumento: estándar	100x
	Máx: PSM-5	400x
	Máx: PSM-10	600x
	Ocular	WF 10x (diámetro: 23,2 mm)
	Objetivo: estándar	10x
	Objetivos: accesorios	20x, 40x, 60x (solo PSM-10)
	Diámetro de la base: PSM-5	64 mm
Diámetro de la base: PSM-10	70 mm	
Luz	Luz LED (Gx)	6 V/- W
	Batería	3V CR2025 (2 uds.)
Opciones	PSM-5	Objetivos. Ocular de medición. Micrómetro de placa.
	PSM-10	Objetivos. Mesa cruzada magnética. Ocular de medición. Micrómetro de placa. Base trípode. Base redonda. Cámara digital.
Entorno operativo	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	35-85 %, humedad relativa sin condensación
Condiciones de transporte y almacenamiento	Temperatura ambiente	0-55 °C (32-131 °F)
	Humedad	<0-95 % de humedad relativa sin condensación
Normas de seguridad	Normas de seguridad	N/A
ALCANCE		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.
Dimensiones y peso: microscopio PSM-5	Ancho	6,4 cm (2,5")
	Profundidad	11,8 cm (4,6")
	Altura con ocular	Máx. 24,8 cm (9,8")
	Peso: lente del objetivo excl.	530 g (1,17 lb)
	Peso: lente del objetivo de 10x incl.	620 g (1,37 lb)
Dimensiones y peso: microscopio PSM-10	Ancho	11,5 cm (4,5")
	Profundidad	7 cm (2,8")
	Altura con ocular	Máx. 23 cm (9,1")
	Peso: lente del objetivo excl.	1180 g (2,60 lb)
	Peso: lente del objetivo de 10x incl.	1270 g (2,80 lb)

PSM-5 / PSM-10		
Dimensiones y peso: estuches de los microscopios	Tamaño (L/H/W) para PSM-5	29 cm/13,5 cm/20 cm (11,4"/5,3"/7,9")
	Tamaño (L/D/W) para PSM-10	33,5 cm/20,5 cm/25 cm (13,2"/8,1"/9,8")
	Peso con PSM-5	1,92 kg (4,23 lb)
	Peso con PSM-10	3,23 kg (7,12 lb)