

LaboForce-50		
	Motorns uteffekt	40 W
	Moment vid 150 rpm	> 2,6 Nm
	Rotationsvarvtal	150 rpm
	Rotationsriktning	Av/moturs
	Kraft, enstaka provbitar	5-30 N
	Kraft, provhållare	EJ RELEVANT
Säkerhetsstandarder		Se Försäkran om överensstämmelse
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Luftfuktighet	85 % RH ej kondenserande
Lagrings- och transportkrav	Omgivningstemperatur	- 20 till 60 °C (- 4 till 140 °F)
	Luftfuktighet	85 % RH ej kondenserande
Strömförsörjning		LaboForce-50 är ansluten direkt till LaboPol
		1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE) Elinstallationen ska uppfylla "Installationskategori II".
Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)		Typ A, 30 mA (eller bättre) rekommenderas
Vattenförsörjning	Tryck för kranvatten	1 till 9,9 bar (14,5 till 143 psi)
	Vatteninlopp	Diameter: ½" eller ¾"
	Vattenutlopp	Diameter: 32 mm (1¼")
Bullernivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 63 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Den totala vibrationsexponeringen för övre delen av kroppen överstiger inte 2,5 m/s ²
Mått och vikt	Bredd	40 cm (15,7")
	Djup	67,3 cm (26,5")
	Höjd	28 cm (8,7")
	Vikt	22 kg (49 lbs)