

SPÉCIFICATIONS

Hexamatic avec bande de transport

Machine de préparation entièrement automatique avec une station de prépolissage plan et une station de prépolissage fin/polissage, avec huit disques interchangeables, une bande de transport pour huit porte-échantillons/plaques porte-échantillons, une unité de recyclage, un support bouteilles avec huit pompes péristaltiques, une unité d'enlèvement de matière et deux compartiments de nettoyage intégrés. Avec PC intégré et opération par écran tactile.

| No. de cat. | Tension |
|-------------|--------------------------|
| 05946129 | 3 x 200-240 V / 50/60 Hz |
| 05946146 | 3 x 380-415 V / 50/60 Hz |
| 05946154 | 3 x 460-480 V / 60 Hz |

Hexamatic sans bande de transport

Machine de préparation entièrement automatique avec une station de prépolissage plan et une station de prépolissage fin/polissage, avec huit disques interchangeables, une unité de recyclage, un support bouteilles avec huit pompes péristaltiques, une unité d'enlèvement de matière et deux compartiments de nettoyage intégrés. Avec PC intégré et opération par écran tactile.

| No. de cat. | Tension |
|-------------|--------------------------|
| 06406129 | 3 x 200-240 V / 50/60 Hz |
| 06406146 | 3 x 380-415 V / 50/60 Hz |
| 06406154 | 3 x 460-480 V / 60 Hz |

Les équipements Struers sont conformes aux dispositions des directives internationales ainsi qu'aux standards qui y sont rattachés. (Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur local).

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.

CONSOMMABLES

No. de cat.

Meule 6A27 #150

Meule à l'oxyde d'aluminium, pour le prépolissage plan des aciers très durs/aciers contenant de nombreux carbures sur Hexamatic. Granulométrie 150, 270 mm de diamètre. 40800181

Meule 4A27 #150

Meule à l'oxyde d'aluminium, pour le prépolissage plan des métaux >HV 250 sur Hexamatic. Granulométrie 150, 270 mm de diamètre. 40800179

Meule 3A27 #150

Meule à l'oxyde d'aluminium, pour le prépolissage plan des alliages à base de nickel (aubes de turbine) et des aciers inoxydables sur Hexamatic. Granulométrie 150, 270 mm de diamètre. 40800182

Meule 2S27 #150

Meule au carbure de silicium, pour le prépolissage plan des métaux non-ferreux sur Hexamatic. Granulométrie 150, 270 mm de diamètre. 40800180

Disque de prépolissage diamanté 8D27 #120

Disque de prépolissage diamanté à liant de résine, pour le prépolissage plan des céramiques et carbures frittés sur Hexamatic. Granulométrie 120, 270 mm de diamètre. 40800183



ACCESSOIRES

Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm de diam. pour le bridage de six échantillons de 25 à 40 mm de diamètre, acier inoxydable.

No. de cat.


05946902



Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm de diam. pour le bridage de 3 échantillons cylindriques 50-61 mm de diamètre, 10-17mm de haut, acier inoxydable.

05946903



Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm de diam. pour le bridage de 6 échantillons carrés 25x36 mm, 3-10 mm de haut, acier inoxydable.

05946904



Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm de diam. pour le bridage de 5 échantillons 19x45 mm, acier inoxydable.

05946905



Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm de diam. pour le bridage de 3 échantillons 68x37 mm, acier inoxydable.

05946906



Porte-échantillons pour Hexamatic

140 mm dia. for clamping of 3 échantillons 50 mm, max. 27,5 mm de haut, acier inoxydable.

05946926



Uniforce pour Hexamatic

Dispositif de mise à niveau pour mettre à niveau les échantillons dans les porte-échantillons de 140 mm de diam. Sans sabot de pression.

05946200

Dispositif de mise à niveau pour les échantillons individuels, métrique

Dispositif de mise à niveau pour la pré-mise à niveau des échantillons individuels pour Hexamatic. Pour diam. 25, 30 et 40 mm.

05946916

Dispositif de mise à niveau pour les échantillons individuels, impérial

Dispositif de mise à niveau pour la pré-mise à niveau des échantillons individuels pour Hexamatic. Pour diam. 1", 1¼" et 1½".

05946917



Accouplement. Pour plaques porte-échantillons

Pour les plaques porte-échantillons d'Hexamatic.

05946901



Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 25 mm de diamètre

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086902

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 30 mm de diamètre

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086903

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 40 mm de diamètre

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086904

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 1" de diamètre

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086909



Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 1¼" de diamètre.

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086910

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour 6 x 1½" de diam

Pour les échantillons individuels. Pour Hexamatic et Tegramin-25. L'accouplement (05946901) est à commander séparément.

06086911

Bagues de retenue pour la préparation des échantillons individuels de 25 mm de diam. sur Hexamatic.

A utiliser avec la plaque porte-échantillons 06086902 et 06086909. Acier inoxydable. 6 bagues.

05946921

Bagues de retenue pour la préparation des échantillons individuels de 30 mm de diam. sur Hexamatic.

A utiliser avec la plaque porte-échantillons 06086903. Acier inoxydable. 6 bagues.

05946922

Bagues de retenue pour la préparation des échantillons individuels de 1¼" de diam. sur Hexamatic.

A utiliser avec la plaque porte-échantillons 06086910. Acier inoxydable. 6 bagues.

05946923



Bagues de retenue pour la préparation des échantillons individuels de 1½" mm de diam. sur Hexamatic.

A utiliser avec la plaque porte-échantillons 06086911. Acier inoxydable. 6 bagues.

05946924

Bagues de retenue pour la préparation des échantillons individuels de 40 mm de diam. sur Hexamatic.

A utiliser avec la plaque porte-échantillons 06086904. Acier inoxydable. 6 bagues.

05946925