



Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup,
Denmark
Phone +45 44 600 800
struers@struers.dk
www.struers.com

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIQUE (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC
Struers GmbH
Organizační složka
Havlíčková 361
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de

DEUTSCHLAND
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D-47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarország Fióktelep
Tatai ut. 53
2821 Gyermely
Phone +36 (34) 880546
Fax +36 (34) 880547
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015
Phone +81 3 5688 2914
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH
Sucursala Sibiu
Str.Scoala de Inot, nr. 18
RO-550005 Sibiu
Phone +40 269 244 558
Fax +40 269 244 559
romania@struers.de

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SUOMI
Struers Suomi
Kalevankatu 43
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Ekbacksvägen 22
168 69 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

| Données techniques | |
|--|--|
| Connexions Courant: Alimentation en air comprimé: Alimentation en eau: | Triphasé 6 bar (90 psi) – consommation env. 50 l/mn Entrée eau du robinet, écoulement à l'égout |
| Dimensions principales Hauteur: Largeur: Profondeur: Poids: | Module de préparation MAPS-2 1900 mm 1470 mm 1080 mm 850 kg |
| Porte-échantillons Dimension: | 160 mm et 200 mm de diam. Porte-échantillons Abra avec bague de transport |
| Bras porte-échantillons Moteur porte-échantillons: Force appliquée: | 150 t/m, 370 W (0,5 CV) de 50 à 700 N en échelons de 10 N |
| Station de travail pour le prépolissage plan Moteur principal: Vitesse de rotation: Meule de prépolissage: Dressage: Unité de recyclage: | 4000 W (5,4 CV) 1450 t/m Diamètre 356 mm, largeur de prépolissage 115 mm Dressage automatique de la meule 60 l/mn. Capacité du bac 65 l |
| Station de travail pour le prépolissage fin et le polissage Moteur principal: Vitesse de rotation: Disque de prépolissage/polissage: | 550 W (0,7 CV)/1110 W (1,5 CV) 150/300 t/m Diamètre 300-350 mm |
| Station de nettoyage | Nettoyage automatique programmable: - Temps de nettoyage - Rinçage à l'eau haute pression - Nettoyage au détergent - Nettoyage à l'alcool - Séchage à l'air |
| Bande de transport Capacité: | Pour les porte-échantillons de 160 et 200 mm de diam. avec une bague de transport. 6 porte-échantillons |
| Système de dosage Bouteille de DP-Suspension ou DiaPro: Bouteille de DP-Lubrifiant: Bouteille de OP-Suspension: | 1000 ml 1000 ml 1000 ml |

| Spécifications | No. de cat.: |
|---|--------------|
| MAPS-2 - Module de préparation Avec 1 station de prépolissage plan et 1 station de prépolissage fin/polissage (150/300 t/m). Avec l'unité de recyclage (06108120/30), 1 unité bouteilles, 1 système de dosage avec 3 pompes DP (06107600), une unité d'enlèvement de matière (06103000) et le refroidissement du disque. Avec PC intégré et commande par écran tactile. | 061010xx |
| Avec 2 stations de prépolissage fin/polissage (150/300 t/m), 2 unités bouteilles et 1 système de dosage avec 3 pompes DP (06107600), 1 système de dosage avec 2 pompes DP et 1 pompe OP (06107610), ainsi que le refroidissement du disque. | 061020xx |
| Module bande d'avance A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection. | 061090xx |
| Module bande de connexion A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection. | 061091xx |
| Module bande de livraison A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection et séchoir intégré. | 061092xx |
| Unité de recyclage Pour utiliser de l'eau recyclée pour le prépolissage sur un module de préparation MAPS-2 avec 2 stations de prépolissage fin/polissage. Pour MAPS-2 | 06108120/30 |
| Kit de connexion pour le recyclage Pour la connexion de 2 stations de travail à une unité de recyclage. For MAPS-2 | 06108100/10 |
| Module de dosage 3 x DP 1 module de dosage avec 3 pompes DP. Pour MAPS-2 | 06107600 |
| Module de dosage 2 x DP + 1 OP 1 module de dosage avec 2 pompes DP et 1 pompe OP. Pour MAPS-2 | 06107610 |
| Unité d'indication de niveau Pour surveiller continuellement le contenu en suspensions et lubrifiants dans 1 système de dosage (pour 3 bouteilles). Pour MAPS-2 | 06107700 |
| Kit de récupération d'alcool Pour recueillir l'alcool usé de la station de nettoyage. Pour MAPS-2 | 06108200 |
| Tour de signalisation Affiche l'état de travail actuel de MAPS-2 | 06104500 |

Les équipements Struers sont conformes aux dispositions des directives internationales ainsi qu'aux standards qui y sont rattachés. (Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur local)

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable